

A köpetminta vételének szabályai

A vizsgálati anyag pontos értékeléséhez elengedhetetlen a helyesen elvégzett mintavételi folyamat.

Kérjük kövesse az alább leírt szabályokat:

- A reggeli, ébredés utáni köpet begyűjtésére törekedjen
- Mintavételre, erre a célra szolgáló, jól szellőztethető helyiséget használjon.
- Fújja ki az orrát, majd öblítse ki a száját egy pohár tiszta vízzel
- Csavarja le a tartály kupakját
- Vegyen 3-4 mély lélegzetet
- Minden légvétel végén tartsa vissza lélegzetét néhány másodpercig
- Utolsó légvétel végén köhögjön
- A felköhögött köpetet ürítse a steril tartályba. (optimális esetben:alkalmanként 5-10 ml térfogatú köpet mennyiség szükséges a vizsgálat elvégzéséhez)
- Gondosan csavarja vissza a tartály tetejét, majd helyezze védőzacskóba megelőzve ezzel a vizsgálati anyag kifolyását, a fertőzés továbbvitelét!
- Minden tartályt csak egyszer használjon!
- Mosson kezet!
- Tárolja a vizsgálati anyagot hűtőszekrényben, vagy vigye azonnal a rendelőintézetbe és adja át a szakasszisztensnek